

ISTRUZIONI D'USO DEL SOLLEVATORE

Leggere le istruzioni d'uso prima di utilizzare il sollevatore, non usare il sollevatore per usi diversi da quelli indicati, tale opuscolo informativo non si sostituisce al manuale del sollevatore.

Per accedere al video di spiegazione scannerizzare il QR code.



CONTROLLI PRIMA DELL'USO:

1. Verificare il sistema di fissaggio dell'attuatore elettrico (gruppo motore)
2. Verificare i perni snodi della base
3. Verificare il gioco delle ruote
4. Verificare integrità dell'imbragatura

APERTURA E CHIUSURA DELLA BASE

Per aprire e chiudere la base del sollevatore agire sulla leva/pedale di comando bloccando sempre negli alloggiamenti previsti nelle due posizioni, mai in posizione intermedia.

IMBRAGATURA PAZIENTE

L'imbragatura del paziente deve essere effettuata secondo le istruzioni riportate nel manuale e fornite dal personale qualificato, pur essendo un prodotto conforme agli standard di sicurezza esistono rischi residui legati al non corretto uso da parte degli utilizzatori.

NOTE TECNICHE

- **Tasto di emergenza:** il pulsante rosso sulla centralina del sollevatore, se premuto, impedisce il funzionamento dello stesso. Per sbloccarlo farlo ruotare.
- **Batteria:** Si consiglia di mettere **in carica per tutta la notte**, mentre si effettua la carica non è possibile utilizzare il sollevatore, staccare la spina prima dell'utilizzo. Sulla centralina ci sono una serie di led.
 - Colore rosso = batteria scarica,
 - Colore giallo = parzialmente scarico 50%,
 - Colore =verde = carica oltre il 75%.

In caso di non utilizzo prolungato, caricare la batteria almeno una volta al mese.

NB La sostituzione delle batterie è a carico dell'assistito, pertanto in caso di malfunzionamento dovuto a questa componente la spesa sarà a carico del richiedente.

- La ghiera rossa posta sulla cima dello stelo del motore permette un funzionamento manuale del sollevatore in caso di emergenza e si attiva tirandola verso il basso o verso l'alto (questo dipende dal modello).
- In caso di guasti e di non utilizzo prolungato, contattare l'ufficio protesica:

distretto 1 numero 0424885114, mail: assistenza protesica@aulss7.veneto.it

distretto 2 numero 0445389145, mail: protesi.thiene@aulss7.veneto.it



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Assicurarsi di utilizzare il sollevatore in ambienti senza ostacoli e su pavimenti uniformi e compatti
- Non utilizzare in pendenze
- Non manomettere alcuna parte del sollevatore, comprese batterie ed imbragatura
- Evitare il sovraccarico ed il servizio continuativo oltre i 2 minuti
- Verificare sempre la compatibilità tra peso del paziente e portata dell'ausilio
- Accertarsi sempre della corretta imbragatura del paziente
- Attenzione durante le manovre al capo ed agli arti del paziente
- Assicurarsi che le asole dell'imbragature siano ben inserite nel gancio del sollevatore
- Non usare sollevatore ed imbragatura in caso di manomissione o danno
- Ogni modifica deve essere effettuata dal produttore
- Ogni utilizzo diverso da quello previsto non è autorizzato e può arrecare seri danni al paziente