



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ♦ REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

U.O.C. LABORATORIO ANALISI

Laboratorio Santorso tel. 0445/571450 - fax 0445/571480

Direttore : Dott. Antonio Antico

Procedura per la raccolta delle urine per l'esecuzione del test :

UROCOLTURA NEONATI

Urine da sacchetto

1. lavare con cura le mani con acqua e sapone (non usare antisettici!), risciacquare e asciugare;
2. lavare con cura i genitali esterni e il perineo del piccolo paziente con acqua e sapone (non usare antisettici!), quindi sciacquare e asciugare;
3. aprire il sacchetto sterile evitando di toccarne l'interno;
4. fare aderire il sacchetto alla cute perineale;
5. mantenere il bambino in posizione eretta;
6. raccogliere le urine;
7. nel caso il bambino abbia difficoltà a urinare, rimuovere il sacchetto ogni trenta minuti e ripetere la procedura di pulizia e posizionamento sopra descritte, fino alla raccolta del campione;
8. richiudere il sacchetto utilizzando l'apposita linguetta adesiva;
9. porre il sacchetto in posizione verticale in un barattolo ;
10. richiudere il barattolo con cura

Conservazione ed invio

Se viene consegnato al Laboratorio in tempi brevi, conservare a temperatura ambiente; alternativamente conservare le urine in frigorifero + 4° C (non in congelatore!) per un massimo di 12 ore.