

	U.O.C. LABORATORIO ANALISI	MOD. D1/D2 RAC SOF
	LABORATORIO ANALISI D1/D2	Rev. n. 0 del 29/05/2023
Raccolta per ricerca sangue occulto nelle feci		

TIPOLOGIA CONTENITORE E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA Si consegna:

- Contenitore apposito per la ricerca del sangue occulto nelle feci, dotato di tappo verde (Fig. 1)



NON INGERIRE IL LIQUIDO CONTENUTO NEL FLACONE

(qualora il liquido entri in contatto con occhi, bocca o pelle sciacquare accuratamente con acqua).

INFORMAZIONI SUL RITIRO DEI CONTENITORI

Il ritiro del contenitore si effettua presso:

- Segreteria Laboratorio Analisi di Bassano del Grappa (0424 888629)
Lunedì-Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- Punto prelievi Ospedale di Asiago (Portineria 0424 604111)
Lunedì-Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
- Punto prelievi Schio (0445598138):
Lunedì-Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.
- Punto prelievi Thiene (0445388198):
Lunedì-Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

ISTRUZIONI RACCOLTA PER RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI

Non è necessario praticare alcuna dieta prima del test. Non eseguire il test durante il **periodo mestruale** o se si è affetti da **emorroidi**. Evitare di contaminare le feci con le urine.

1. Sul contenitore apposito scrivere nell'etichetta nome, cognome e data di nascita.
2. Raccogliere un campione di feci in un contenitore pulito ed asciutto; in alternativa si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del WC in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire la raccolta.
3. Svitare ed estrarre il tappo verde dal tubo.
4. Strisciare l'asticella più volte sulle feci sia in orizzontale che in verticale. Si raccomanda che rimanga attaccato sull'asticella solo una piccola quantità di feci.
5. Inserire l'asticella nel tubo, riavvitare ed agitare.
6. Consegnare il campione presso i punti prelievo aziendali nel più breve tempo possibile.

N.B. Il prelievo può essere conservato in frigorifero (2°-10° C) al massimo per tre giorni.